



TIL: TANNPLEIERSTUDENTENE SOM STARTER PÅ STUDIET I AUGUST 2008, ODONTOLOGISTUDENTENE SOM STARTER PÅ 6. SEMESTER (V-06)

I våre klinikker benyttes digitale bilder i stedet for fysiske røntgenbilder. I stedet for film benyttes derfor fosforplater:

Som student i klinikken får du et individuelt sett fosforplater som fra nå av er ditt helt til eksamen, og som da skal innleveres. I år får også 6. semester et komplett sett, som inneholder også "barneplater" (Size 0), selv om dere ikke har bruk for Size 0 før dere kommer i 9. sem.

På linken http://www.odont.uio.no/it/pacs/andre_dok/AVTALE_FOR_STUD_H08.pdf finner du et skjema som er en **avtale mellom dere individuelt og Institutt for klinisk odontologi**. Du kan skrive ut avtalen fra nettet og ta den med til utleveringsstedet eller hente den på papir i hovedresepsjonen i Geitmyrsveien. Utlevering av fosforplatesettet skjer ved personlig fremmøte og ved å **underskrive avtalen der og da**.

Fosforplatesettene deles ut

- **til tannlegestudentene V-06: Deles ut på røntgenkurset uke 35, info vil bli gitt der**
- **til tannpleierstudentene 1. år: På Mottak fredag 29. august kl. 14.45 – 16.00.**

OBS! Utdelingen tar noe tid, regn med kø. Ta med gyldig legitimasjon, f.eks nøkkelkort, som må fremvises.

Det vil bli vist en instruksjonsvideo om digital røntgen på et auditorium. Informasjon gis ved utdeling av fosforplater.

Fosforplatene er kostbare. De skal brukes i mange år og av studenter etter deg. Du er økonomisk ansvarlig for tap eller skade på utstyret (platene og esken) og **bør følge disse reglene:**

1. **Platene har lett for å bli ripet opp - FORSIKTIG med negler osv. (Alle merker blir synlige på røntgenbildene.)**
2. **Platene tåler IKKE SPRIT.**
3. **Det finnes IKKE plater til utlån, så ta settet med til hver eneste klinikkøkt.**
4. **Når MERKINGEN på platen blir slitt, lån en merkepenn på en avdeling og forny tegnene. Merkingen skal være på BAKSIDEN (svart) av platen, men IKKE på den lille metallskiven der. Viktig at du skriver smått, men leselig.**
5. **Lokket på OPPBEVARINGSESKENE er den siden der det står DIGORA OPTIME. Åpne ved å løfte opp (med neglen) - underste kanten av lokket. Esken skal du alltid oppbevare i en HygiPos.**

LYKKE TIL!

18.08.08 Lars Olav Skare, prosjektleder for PACS og Salud